

URINE OPVANGSYSTEEM

Stapelbaar. Veilig. Gemakkelijk.




Urine Opvangsysteem

Het MedSchenker®-urineopvangsysteem is een compleet systeem gemaakt van 100% polypropyleen en voor gelabeld.

Onze 50 ml maatbeker voor urineonderzoek met brede opening is stapelbaar, wat helpt om waardevolle ruimte te besparen en een gekartelde dop verbetert de grip bij het dragen van handschoenen. De opstaande conische buis van 10 ml is ideaal voor het verzamelen van sediment en onze CQ-Lock™-schroefdop voorkomt lekken, zelfs in pneumatische buizen en centrifuges. Voor een ongecompliceerde overdracht van het monster van de urinebeker naar de buis bieden wij een 3 ml wegwerppipet aan.

Het MedSchenker®-urineopvangsysteem is ontwikkeld met uw behoeften in gedachten en is de beste keuze voor uw testbehoeften.

Urine Opvangsysteem (UCS-KIT)

	Verpakking	250 units per hoofdpakket
	Materiaal	Polypropyleen
	Beker	50 ml Maatbeker en Stapelbaar
	Buis	10 ml met CQ-Lock™ schroefdop
	Pipet	3 ml wegwerpbaar

VOORDELEN

- 50 ml maatbeker voor urineonderzoek met brede mond is stapelbaar, wat waardevolle ruimte bespaart.
- 10 ml opstaande conische bodembuis is ideaal voor het verzamelen van sediment.
- CQ-Lock™-schroefdop voorkomt lekken, zelfs in pneumatische buizen en centrifuges.
- Gemaakt van 100% polypropyleen.
- Urineonderzoek beker en buis zijn voorgelabeld.

UCS-KIT-0001-Q121